

BOQUILLAS DESECHABLES PARA ESPIRÓMETRO



Compatible con marcas como:

*Verifica en el manual de usuario que la boquilla cuente con diámetro exterior de 30mm

CONTEC

MIR
MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH

Vitalograph[®]
Your respiratory partner

RMS Helios 401
SPIROMETRY SYSTEM (PFT)

Caja Master 25 Bolsas
100 pzas c/u



Paquete con 100 piezas



Precios no incluyen gastos de envío.

akuasul.mx

BOQUILLAS DESECHABLES PARA ESPIRÓMETRO



DESCRIPCIÓN GENERAL

Las boquillas desechables para espirómetros son consumibles diseñados para utilizarse como interfaz entre el paciente y el equipo de espirometría durante la realización de pruebas de función pulmonar. Su principal función es proporcionar una superficie de contacto individual para cada usuario, permitiendo realizar la prueba de manera práctica, higiénica y eficiente, al mismo tiempo que facilitan el flujo de aire hacia el sistema de medición del espirómetro.

Las boquillas están diseñadas para colocarse directamente en la entrada correspondiente del espirómetro, proporcionando un acoplamiento adecuado entre el equipo y el usuario. Las boquillas pueden ser utilizadas en consultorios médicos, clínicas, hospitales, laboratorios de función pulmonar, centros de diagnóstico, instituciones de salud ocupacional, campañas de evaluación respiratoria, servicios de medicina preventiva y otros establecimientos donde se realicen pruebas de espirometría.

DATOS TÉCNICOS

<i>Largo</i>	65 mm
<i>Diámetro Interior</i>	28 mm
<i>Diámetro Exterior</i>	30 mm
<i>Pared</i>	1 mm
<i>Material</i>	Kraft Virgen

MODO DE USO

La boquilla debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones y protocolos establecidos por el fabricante del espirómetro y por el profesional responsable de realizar la prueba.

1. Preparación del equipo:

Antes de iniciar el procedimiento, verificar que el espirómetro se encuentre limpio, preparado y en condiciones adecuadas para realizar la prueba. Seleccionar una boquilla nueva, íntegra y libre de daños visibles.

2. Colocación:

Introducir la boquilla en la entrada correspondiente del espirómetro, asegurándose de que quede correctamente colocada y que exista un acoplamiento firme. La boquilla debe permanecer estable durante la realización de la prueba y no presentar movimientos, desprendimientos o deformaciones que puedan interferir con el procedimiento.

3. Uso por el paciente:

El paciente deberá colocar los labios alrededor de la boquilla, procurando mantener un sellado adecuado durante la maniobra respiratoria. La prueba deberá realizarse siguiendo las indicaciones proporcionadas por el profesional de salud, incluyendo la posición corporal, respiración previa, inspiración máxima, colocación de los labios y esfuerzo espiratorio requerido.

4. Finalización:

Una vez concluida la prueba, la boquilla debe retirarse del equipo y desecharse. No se recomienda reutilizar la boquilla entre diferentes pacientes. Para un nuevo paciente deberá utilizarse una boquilla nueva.

ALMACENAMIENTO

Las boquillas deben mantenerse en su empaque original hasta el momento de su utilización. Se recomienda conservarlas en un lugar limpio, seco y protegido de humedad, polvo, contaminación y fuentes directas de calor. No deben almacenarse bajo condiciones que puedan provocar deformación, humedad excesiva o deterioro del material. Antes de utilizar una boquilla, deberá verificarse que el empaque y la pieza se encuentren en condiciones adecuadas.

COMPATIBILIDAD

Las boquillas se fabrican en dimensiones diseñadas para su utilización con espirómetros que emplean una interfaz compatible. Para garantizar un funcionamiento adecuado, deberá verificarse previamente que las dimensiones de la boquilla correspondan con las especificaciones del equipo. La compatibilidad debe confirmarse de acuerdo con el modelo específico del espirómetro. Esto es particularmente importante debido a que existen diferentes sistemas de conexión y diferentes dimensiones entre fabricantes.

A continuación se muestra el listado de marcas y modelos compatibles de acuerdo a la información de cada fabricante:

MARCA	MODELO	Ø EXTERIOR	EVIDENCIA	CERTEZA
MIR	Spirobank II	30mm	Fabricante / manual	Muy alta
MIR	Spirolab / Spirolab II / III	30mm	Fabricante / consumible	Muy alta
MIR	Spirodoc	30mm	Fabricante / consumible	Muy alta
MIR	Minispir / Minispir New / MiniSpir Oxy	30mm	Fabricante / consumible	Muy alta
MIR	Spirobank / Spirobank USB / G / G USB	30mm	Fabricante / consumible	Muy alta
Vitalograph	Alpha	30mm	Consumible / distribuidor	Alta
Vitalograph	Compac / Spirosift 500	30mm	Consumible / distribuidor	Alta
Contec	SP10	30mm	Fabricante / manual	Muy alta
Contec	SP10B / SP10W / SP10BT	30mm	Fabricante / manual	Muy alta
Contec	SP70B / SP80B	30mm	Fabricante / manual	Muy alta
Contec	SP100	30mm	Fabricante / manual	Muy alta
RMS	Helios 401	30mm	Tabla de compatibilidad	Media-alta
RMS	Helios 702	30mm	Tabla de compatibilidad	Media-alta

* Si tu equipo no se encuentra en este listado, puedes verificar el manual de usuario para identificar que las medidas técnicas sean compatibles con este producto.

**“Una boquilla nueva para cada paciente:
mayor practicidad, higiene y eficiencia en cada prueba
de espirometría.”**

Desarrollado y distribuido en México por:

AKUASUL, S.A. DE C.V.
Av. San José #375
Col. San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla, Edo. de Méx.
C.P. 54180, México, Tel: (55) 5746 7100

akuasul.mx